




URINE COLLECTION TUBES

PROVETTE PER LA RACCOLTA DELLE URINE











CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE

STERILE R

CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	COLOUR colore		SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
14850	16 x 100 mm	No additive Senza additivo	9,5 ml	Yellow Giallo		18 months mesi	100 / 1000
148710	16 x 100 mm	No additive Senza additivo	9,5 ml	White Bianco		18 months mesi	100 / 1000
148730	16 x 100 mm	No additive Senza additivo	9,5 ml	Red Rosso		18 months mesi	100 / 1000




CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE

CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	COLOUR colore		SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
14900	13 X 75 mm	No additive Senza additivo	4 ml	Yellow Giallo		18 months mesi	100 / 1000
14910	13 X 100 mm	No additive Senza additivo	6 ml	Yellow Giallo		18 months mesi	100 / 1000
14930	16 X 100 mm	No additive Senza additivo	9 ml	Yellow Giallo		18 months mesi	100 / 1000
148201	16 X 100 mm	No additive Senza additivo	6 ml	Yellow Giallo		18 months mesi	100 / 1000
14905	13 X 75 mm	No additive Senza additivo	4 ml	Red Rosso		18 months mesi	100 / 1000
14922D	13 X 100 mm	No additive Senza additivo	6 ml	Red Rosso		18 months mesi	100 / 1000
149400	16 X 100 mm	No additive Senza additivo	9 ml	Red Rosso		18 months mesi	100 / 1000
14932	13 x 75 mm	No additive Senza additivo	4 ml	Rusty Terra di Siena		18 months mesi	100 / 1000







CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE

CODE <i>codice</i>	SIZE <i>dimensioni</i>	DESCRIPTION <i>descrizione</i>	DRAWING <i>aspirazione</i>	COLOUR <i>colore</i>	SHELF-LIFE <i>scadenza</i>	PACKAGING <i>confezion.</i>	
14915	13 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	6 ml	Rusty <i>Terra di Siena</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
14935	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Rusty <i>Terra di Siena</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149810	13 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	6 ml	Black <i>Nero</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149450	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Black <i>Nero</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149420	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Green <i>Verde</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
14925D	13 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	6ml	Dark blue <i>Blu</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149280	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Dark blue <i>Blu</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149472	13 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	6 ml	Light green <i>Verde acqua</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149457	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Orange <i>Arancio</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
14936	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Beige <i>Beige</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149486	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Pink <i>Rosa</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149495	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Light blue <i>Azzurro</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149466	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Brown <i>Marrone</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149484	16 x 100 mm	No additive <i>Senza additivo</i>	9 ml	Lavender <i>Viola</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000

JUMBO TEST TUBES
PROVETTE JUMBO

CODE <i>codice</i>	SIZE <i>dimensioni</i>	DESCRIPTION <i>descrizione</i>	DRAWING <i>aspirazione</i>	COLOUR <i>colore</i>	SHELF-LIFE <i>scadenza</i>	PACKAGING <i>confezion.</i>	
14750	16 x 100 mm	No additive (cylindrical botton) <i>Senza additivo (fondo cilindrico)</i>	11 ml (Jumbo)	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
147680	16 x 100 mm	No additive (cylindrical botton) <i>Senza additivo (fondo cilindrico)</i>	11 ml (Jumbo)	White <i>Bianco</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
14762	16 x 100 mm	No additive (cylindrical botton) <i>Senza additivo (fondo cilindrico)</i>	11 ml (Jumbo)	Beige <i>Beige</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000


URINE PRESERVATIVE TEST TUBES
PROVETTE CON PRESERVANTE DELL'URINA

CODE <i>codice</i>	SIZE <i>dimensioni</i>	DESCRIPTION <i>descrizione</i>	DRAWING <i>aspirazione</i>	COLOUR <i>colore</i>	SHELF-LIFE <i>scadenza</i>	PACKAGING <i>confezion.</i>	
149610	13 x 75 mm	Urine preservative (cylindrical botton) <i>Preservante dell'urina (fondo cilindrico)</i>	4 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149600	16 x 100 mm	Urine preservative (cylindrical botton) <i>Preservante dell'urina (fondo cilindrico)</i>	9 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
148600	16 x 100 mm	Urine preservative (conical botton) <i>Preservante dell'urina (fondo conico)</i>	9 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
149640	16 x 100 mm	Urine preservative (cylindrical botton) <i>Preservante dell'urina (fondo cilindrico)</i>	9 ml	Orange <i>Arancio</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000
147700	16 x 100 mm	Urine preservative (cylindrical botton) <i>Preservante dell'urina (fondo cilindrico)</i>	11 ml (Jumbo)	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 1000

Recommended use**No additive tubes**

Mixing indications: gently invert the tube for 6-8 times after sample collection.

Minimum time before centrifugation: none.

Maximum time before centrifugation: within 24 hrs at 2-8 °C.

Centrifugation speed: 400 g for 5 minutes.

Sample preservation: after centrifugation see following table.

Storage temperatures	Up to 24 °C	at 2-4 °C
Maximum preservation time	≤ 2 hours	≤ 24 hours

Urine preservative tubes

Mixing indications: gently invert the tube for 8-10 times after sample collection.

Sample preservation: see following table.

Storage temperatures	Room temperature	at 2-4 °C
Maximum preservation time	≤ 48 hours	not necessary

Raccomandazioni d'uso**Provette senza additivo**

Indicazioni per miscelare: agitare il tubo 6-8 volte per inversione lenta dopo il prelievo.

Tempo minimo prima della centrifugazione: nessuno.

Tempo massimo prima della centrifugazione: a 2-8 °C entro 24 h.

Velocità di centrifugazione: 400 g per 5 minuti.

Conservazione del campione: dopo la centrifugazione vedi tabella sottostante.

Temperature di conservazione	Fino a 24 °C	a 2-4 °C
Tempo massimo di conservazione	≤ 2 ore	≤ 24 ore

Provette con preservante dell'urina

Indicazioni per miscelare: agitare il tubo 8-10 volte per inversione lenta dopo il prelievo.

Conservazione del campione: vedi tabella sottostante.

Temperature di conservazione	Temperatura ambiente	a 2-4 °C
Tempo massimo di conservazione	≤ 48 ore	non necessario