
















# GEL AND CLOT ACTIVATOR TUBES

## PROVETTE CON GEL E ATTIVATORE DELLA COAGULAZIONE



**STERILE R**

CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	COLOUR colore		SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
10006	13 x 75 mm <b>IN</b>	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	2 ml	Red <i>Rosso</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
100071	13 x 75 mm <b>IN</b>	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	2 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10008	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	2 ml	Red <i>Rosso</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10010	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Red <i>Rosso</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10174	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Gold <i>Giallo ocra</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10108	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10303	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Rusty <i>Terra di Siena</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10227	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Electric blue <i>Blu elettrico</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10305	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Translucent <i>Trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10092	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Translucent red <i>Rosso trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10342	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Orange <i>Arancio</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10204	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Light blue <i>Azzurro</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10148	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Dark blue <i>Blu</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10142	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	White <i>Bianco</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10102	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Beige <i>Beige</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500



CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	COLOUR colore		SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
10180	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Black <i>Nero</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10186	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Pink <i>Rosa</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10242	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Brown <i>Marrone</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10259	13 x 75 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	3,5 ml	Fuchsia <i>Fucsia</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10020	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Red <i>Rosso</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10176	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Gold <i>Giallo ocra</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10118	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10313	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Rusty <i>Terra di Siena</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10228	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Electric blue <i>Blu elettrico</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10315	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Translucent <i>Trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10094	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Translucent red <i>Rosso trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10344	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Orange <i>Arancio</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10214	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Light blue <i>Azzurro</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10150	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Dark blue <i>Blu</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10140	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	White <i>Bianco</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10104	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Beige <i>Beige</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10182	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Black <i>Nero</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10188	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Pink <i>Rosa</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10244	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Brown <i>Marrone</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10261	13 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	5 ml	Fuchsia <i>Fucsia</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10060	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Red <i>Rosso</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10178	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Gold <i>Giallo ocra</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10138	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Yellow <i>Giallo</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500



CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	COLOUR colore		SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
10323	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Rusty <i>Terra di Siena</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10229	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Electric blue <i>Blu elettrico</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10325	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Translucent <i>Trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10096	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Translucent red <i>Rosso trasparente</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10346	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Orange <i>Arancio</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10234	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Light blue <i>Azzurro</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10152	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Dark blue <i>Blu</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10146	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	White <i>Bianco</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10106	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Beige <i>Beige</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10184	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Black <i>Nero</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10190	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Pink <i>Rosa</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10246	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Brown <i>Marrone</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500
10263	16 x 100 mm	Gel+Clot activator <i>Gel+Attivatore della coagulazione</i>	8 ml	Fuchsia <i>Fucsia</i>		18 months <i>mesi</i>	100 / 500

**Recommended use**

**Mixing indications:** immediately after blood collection, gently invert the sample 6-8 times.

**Minimum time before centrifugation:** 30 minutes after collection.

**Maximum time before centrifugation:** 2 hrs after collection.

**Centrifugation speed:** at 1600-2000 g for 10 minutes at 20 - 25 °C.

**Sample preservation:** after centrifugation see following table.

**Raccomandazioni d'uso**

**Indicazioni per miscelare:** subito dopo il prelievo agitare 6-8 volte il campione per inversione lenta.

**Tempo minimo prima della centrifugazione:** 30 minuti dopo il prelievo.

**Tempo massimo prima della centrifugazione:** 2 h dopo il prelievo.

**Velocità di centrifugazione:** 1600-2000 g per 10 minuti a 20 - 25 °C.

**Conservazione del campione:** dopo la centrifugazione vedi tabella sottostante.

Storage temperatures	Up to 24 °C	at 2-4 °C	≤ -20 °C
Maximum preservation time	≤ 48 hours	7 days	> 7 days

Temperature di conservazione	Fino a 24 °C	a 2-4 °C	≤ -20 °C
Tempo massimo di conservazione	≤ 48 ore	7 giorni	> 7 giorni